

屏東榮民總醫院

一級保養程序表

| | |
|-------|-----------------------|
| 儀器名稱 | |
| 廠牌 | |
| 型號 | |
| 電源需求 | 電壓：__V，電流：__A，頻率：__Hz |
| 審核單位 | 醫學工程組 |
| 執行單位 | 使用單位 |
| 制定日期 | 年 月 日，初版。 |
| 修定日期 | 年 月 日，第 版。 |
| 服務廠商 | |
| 廠商電話 | |
| 廠商聯絡人 | |
| 聯絡人電話 | |
| 備註 | |



一、作業安全注意事項

- (1) 各項醫療儀器維護保養作業，應依原廠手冊規定的作業程序處理。
- (2) 執行各項維護工作應時應落實感染控制措施。
- (3) 清潔設備前請確定設備已關機並自電源插座拔除電源線。
- (4) 清潔設備時避免液體滲入儀器內部以致故障或引起火花。
- (5) 清潔或消毒劑應參考原廠手冊建議，避免造成設備損壞。
- (6) 禁止使用插頭轉接頭及非院方供應的延長線。
- (7) 避免使用破損之插頭與插座，以防觸電受傷。
- (8) 保養時若發現異常應立即停用設備並通知工務室維修。

二、保養所需工具

請列出保養所需工具
(範例)清潔棉布、中性清潔劑

工具圖片(範例)



三、保養標準流程

1. 外觀清潔完整

說明步驟或圖片流程

- 設備外部完整無破損
- 外觀清潔
- 財產標籤及序號標籤完整

2. 本體固定牢靠

說明步驟或圖片流程

- 主機各部位安裝良好
- 穩固安裝於懸臂或推車

| | |
|-----------|---|
| 3. 基本功能測試 | 說明步驟或圖片流程、合格標準 <ul style="list-style-type: none"> • 開關機正常 • 控制按鍵功能正常 • 訊號顯示正常 |
| 4. 電源線完整 | <ul style="list-style-type: none"> • 電源接頭完整 • 電源線無破損、無嚴重凹折 • 電源插座無破損，與電源接頭接合良好 |
| 5. 配件清點 | 說明步驟或圖片流程，若無此項目請註記。 配件完整 功能正常 |
| 6. 警報功能測試 | 說明步驟或圖片流程，若無此項目請刪除本列。 <ul style="list-style-type: none"> • 調高或調低警戒值，測試設備是否發出警示 • 警示音量是否適當 |
| 四、備註 | |
| | |