

Confocal Microscope

共軛焦顯微鏡 使用規範

- **使用資格：**
 1. 須上過台灣儀器公司之 Confocal 原理及上機訓練課程。
 2. 至少由已通過認證者陪同上機 3 次並通過測驗認證。

- **使用守則：**
 1. 使用前 1 週須先登記預約時間。
 2. 使用前須先以一般螢光顯微鏡確定樣本是可用的。
 3. 使用時及使用後請確實遵照開、關機程序去開機及關機。
 4. 不可關掉冷氣！因為光路會偏移故室內溫度須維持在最低溫度(18°C)。
 5. 使用後須將檯面清理乾淨，除濕機請開在連續模式。
 6. 使用後將檔案儲存帶走，勿儲存在電腦。
 7. 確實填寫使用登記及雷射使用時間。
 8. 使用後通知管理者檢查檯面及儀器的完整性。

- **使用時間：**週二至週五早上 9 點至下午 5 點 30 分，國定假日不開放使用。

最後更新日期：2016 年 3 月 1 日