

附件三、輸血醫學科檢體採集手冊 (BB-SOP-P026F03)

收費代碼	檢驗項目	採檢容器、檢體量	送檢時間	操作時間	報告時間	檢驗方法	參考值	備註
86001F	備血 (ABO、Rh typing & Antibody screening)	<ul style="list-style-type: none"> ●7歲以上：一支 10ml 大紫頭管、5ml ●1歲至7歲：一支 5ml 紫頭管、3ml ●1歲以下：兒科小紫頭管、3支 	24 小時	每天	急作 2 小時 非急 4 小時	血球凝集反應(試管法)或管注凝集法(AUTOVUE)	Antibody screening 大多數人為陰性結果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 備血檢體請貼上備血條碼標籤，標籤上必須註明病患姓名、床號、病歷號碼、採檢日期、抽血人簽名、見證人簽名。 2. 備血單上必須有抽血人簽名、見證人簽名並輸入自述血型，與備血檢體包裹好送檢。 3. 輸注紅血球、全血、洗滌紅血球，其備血期限為 3 天；血漿及血小板血品，其備血期限為 2 個月。
86019E	ABO & Rh typing	一支 5 ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	無	
86002E	ABO Grouping	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	無	

收費代碼	檢驗項目	採檢容器、檢體量	送檢時間	操作時間	報告時間	檢驗方法	參考值	備註
86098B	ABO Grouping (pay self)	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	無	
86003D	Rh Typing	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	無	
86010D	Rh Typing (pay self)	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	無	
86004C	Du Test	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	大多數為陰性結果	
86006A	Coombs Test (Direct)	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	陰性	如有一併做 Coombs Test (Indirect) 時，僅需以 Coombs Test (Indirect) 送檢方式，一支 10ml 大紫頭管採 5ml~10ml 送檢即可。

收費代碼	檢驗項目	採檢容器、檢體量	送檢時間	操作時間	報告時間	檢驗方法	參考值	備註
86007J	Coombs Test (Indirect)	一支 10ml 大紫頭管 5ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	陰性	如有一併做 Coombs Test (direct) 時，僅以 Coombs Test (Indirect) 送檢方式，一支 10ml 大紫頭管採 5ml~10ml 送檢即可。
86008I	Coombs IgG Monospecific Test	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	陰性	如有一併做 Coombs Test (direct) 時，送一份一支 5ml 小紫頭管 2ml 檢體即可
86009H	Coombs C3d Monospecific Test	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	陰性	如有一併做 Coombs Test (direct) 時，送一份一支 5ml 小紫頭管 2ml 檢體即可
86012B	Antibody Screening Test	一支 10ml 大紫頭管 5ml	24 小時	每天	4 小時	血球凝集反應(試管法)	陰性	
86013A	Antibody Identification Test	一支 10ml 大紫頭管 5ml	24 小時	每天	急：24 小時 非急：7 天內	管注凝集法 (BIOVUE)或血球凝及反應 (試管法)	無	

收費代碼	檢驗項目	採檢容器、檢體量	送檢時間	操作時間	報告時間	檢驗方法	參考值	備註
86014J	Antibody Titer	一支 10ml 大紫頭管 5ml	24 時	W1~W5	4 小時	血球凝集反應(試管法)	無	
86015I	嚴重輸血反應之調查	一支 10ml 大紫頭管 5ml	24 小時	每天	24 小時	血球凝集反應(試管法)		1. 已輸注完及開啟未輸完的血袋一併送往輸血醫學科檢驗 2. 尿液 10ml 送往輸血醫學科檢驗。
86016H	Elution Antibody Identification	一支 10ml 大紫頭管 5ml	24 小時	每天	急：24 小時 非急：7 天內	管注凝集法 (BIOVUE)或血球凝集反應(試管法)	無	
86096D	RBC minor Ag typing - Lewis	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	24 小時	血球凝集反應(試管法)	無	
86097C	RBC minor Ag typing - others	一支 5ml 紫頭管 2ml	24 小時	每天	24 小時	血球凝集反應(試管法)	無	

檢體退件與重送理由：

- 1.備血檢體與申請單不符合--需做異常通報
- 2.血型結果與上次備血不符合--需做異常通報
- 3.備血標籤與檢體上的標籤不符合--需做異常通報
- 4.同時兩床病人備血，兩者標籤誤貼--需做異常通報
- 5.備血檢體血型結果出現矛盾現象
- 6.檢體溶血
- 7.備血標籤無病人資料--需做異常通報
- 8.送錯病人的檢驗單與檢體--需做異常通報
- 9.採血見證護士未簽名
- 10.無檢體或無檢驗單
- 11.檢體不足 5CC
- 12.檢體收集容器使用不當
- 13.口述血型與檢驗血型不符