

高雄榮民總醫院臺南分院 病理檢驗科		檢體處理作業流程	文件編號	QP-7201
版次	一		頁次	1
發行日期	2024.02.01		總頁數	1

附件 7.2

檢體重送/退件準則

代碼	重送理由	代碼	重送理由
LRI000	檢驗單之病患資料不全	LRI045	容器內無檢體
LRI001	計價碼開立錯誤	LRI046	檢體外漏
LRI002	檢驗單缺醫師或開單者簽章	LRI047	檢體固定方式錯誤
LRI003	檢驗項目重複(請勿補檢體)	LRI048	痰檢驗單一天限送一套
LRI004	檢驗單未勾選檢驗項目	LRI049	醫師取消醫囑
LRI005	檢驗單位勾選檢體別	LRI050	病人未送檢
LRI006	檢驗單與檢體不符	LRI051	病人未空腹
LRI007	無檢驗單有檢體	LRI052	檢驗單病人名字與檢體名字不符，送錯檢體。
LRI008	輸血單資料不完整或有誤	LRI053	病人拒採檢或當日不採檢
LRI009	檢驗單與電腦報到系統不符	LRI054	誤簽
LRI031	採檢容器不符	LRI055	儀器故障，暫無法執行
LRI032	檢體量不足	LRI056	儀器保養，暫無法執行
LRI033	檢體量過多	LRI057	核對病人身份之程序有誤
LRI034	檢體溶血	LRI058	資訊系統連線異常(不須補檢體)
LRI035	體液或是血漿檢體出現凝固現象	LRI059	檢驗結果無法確認，建議重新採檢送驗。
LRI036	檢體超過有效處理時限	LRI060	高感染性檢體包裝不完整，有外漏風險
LRI037	檢體疑被汙染	LRI061	該項目已停用
LRI038	檢體未冰浴		
LRI039	檢體種類錯誤		
LRI040	檢體未標示或標示不清		
LRI041	檢體容器破損		
LRI042	無檢體有檢驗單		
LRI043	藥物監測未標明用藥或採血時間		
LRI044	痰液檢體品質不良(似口水)		

管制文件