

高雄榮民總醫院

初級保養程序表

儀器名稱	
廠牌	
型號	
序號	
版本	
制定單位	醫學工程組
執行單位	使用單位
制定日期	2022年03月
修定日期	年 月 日，第 版。
服務廠商	
廠商電話	
廠商聯絡人	



一、作業安全注意事項

- (1) 各項醫療儀器維護保養作業，應依原廠手冊規定的作業程序處理。
- (2) 執行各項維護工作應時應落實感染控制措施。
- (3) 清潔設備前請確定設備已關機並自電源插座拔除電源線。
- (4) 清潔設備時避免液體滲入儀器內部以致故障或引起火花。
- (5) 清潔或消毒劑應參考原廠手冊建議，避免造成設備損壞。
- (6) 禁止使用插頭轉接頭及非院方供應的延長線。
- (7) 避免使用破損之插頭與插座，以防觸電受傷。
- (8) 保養時若發現異常應立即停用設備並通知工務室維修。

二、保養所需工具

請列出保養所需工具
(範例)清潔棉布、中性清潔劑

工具圖片(範例)



三、保養標準流程

1. 外觀清潔完整

說明步驟或圖片流程

- 設備外部完整無破損
- 外觀清潔
- 財產標籤及序號標籤完整

2. 本體固定牢靠

說明步驟或圖片流程

- 主機各部位安裝良好
- 穩固安裝於懸臂或推車

3. 基本功能測試	說明步驟或圖片流程、合格標準 <ul style="list-style-type: none"> • 開關機正常 • 控制按鍵功能正常 • 訊號顯示正常
4. 電源線完整	<ul style="list-style-type: none"> • 電源接頭完整 • 電源線無破損、無嚴重凹折 • 電源插座無破損，與電源接頭接合良好
5. 配件清點	說明步驟或圖片流程，若無此項目請註記。 配件完整 功能正常
6. 警報功能測試	說明步驟或圖片流程，若無此項目請刪除本列。 <ul style="list-style-type: none"> • 調高或調低警戒值，測試設備是否發出警示 • 警示音量是否適當
四、備註	