

開立醫囑				
健保/自費	收費碼	檢驗項目-中文	檢驗項目-英文	檢體類別
3	28006A	補體活性試驗	CH50	血清
3	28008I	抗核抗體	ANA	血清
3	28009H	可溶性抗核抗體篩檢	Anti-ENA test	血清
3	28011C	可溶性抗核抗體測定－Jo-1	Jo-1	血清
3	28012B	抗粒腺體抗體	AMA	血清
3	28013A	抗平滑肌抗體	ASMA	血清
3	28017G	冷凝球蛋白	CRY.P.	血清
3	28019E	抗DNA抗體	Anti-ds DNA Ab	血清
3	28029B	組織抗原(ABC+DR)	HLA type whole	全血
3	28030H	組織抗原ABC	HLA-ABC	全血
3	28031G	組織抗原DR	HLA-DR	全血
3	28032F	組織抗原 B 2 7	HLA-B27	全血
3	28035C	既存抗體試驗	*** Pre-formed Ab	
3	28038J	關節液分析－常規檢查	Synovial fluid analysis	關節液
3	28039I	可溶性抗核抗體測定－SM，RNP	ENA-1(Sm+RNP)	血清
3	28040E	可溶性抗核抗體測定－SSA，SSB	ENA-2(SSA+SSB)	血清
3	28041D	可溶性抗核抗體測定－Scl-70	ENA-3(Scl-70)	血清
3	28052J	短片段重覆序列多型性分析(移植後)	STR(移植後)	全血/其他
3	28053I	短片段重覆序列多型性分析(移植前)	STR(移植前)	全血/其他
2	28054H	親子鑑定	Paternity Test	全血
3	28057E	抗腎絲球基底膜抗體	Anti-GBM Ab	血清
3	28058D	抗嗜中性球細胞質抗體(PR3S)	ANCA-c (PR3S)	血清
3	28059C	抗嗜中性球細胞質抗體(MPO)	ANCA-p (MPO)	血清
3	28065D	抗心磷脂抗體(IgG+IgM)	Anti-cardiolipin Ab(IgG+IgM)	血清
3	28067B	抗Histone抗體	Anti-histone Ab	血清
3	28069J	抗胃壁分泌細胞抗體	APCA	血清
3	28079G	抗B2-糖蛋白I抗體(IgM)	Anti-β2-GP1 Ab(IgM)	血清
3	28080C	抗B2-糖蛋白I抗體(IgG)	Anti-β2-GP1 Ab(IgG)	血清
3	28085H	抗Ribosomal-P抗體	Anti-Ribosomal-P Ab	血清
3	28088E	Mi-2抗體	Anti-Mi-2 Ab	血清
3	28090J	類風濕性因子IgA抗體	RF-IgA	血清
3	28091I	類風濕性因子IgM抗體	RF-IgM	血清

3	28092H	發炎性皮膚病變 I g G 抗體檢測組	Myositis 16 specific Ag	血清
2	28097C	人類白血球抗原 D P 位點檢測	HLA-DP Typing	全血
2	28098B	人類白血球抗體鑑定	DSA identification	血清
2	28099A	自體免疫性肝炎抗體套組	<b>Autoimmune Liver Profile</b>	血清
2	28100	抗磷脂酶 A 2 受體 I g G 抗體	Anti-phospholipase A2 receptor	血清
3	28102J	抗 R N A 聚合酶 I I I 抗體	RNA Pol III	血清
3	28103I	麴菌抗體檢查 (黑麴黴菌)	Aspergillus Ab test ( A. niger )	血清
3	28104H	麴菌抗體檢查 (煙色麴菌)	Aspergillus Ab test(A.fumigatus)	血清
3	28105G	可抽出抗核抗體 ( R o 5 2 / R o 6 0 )	Anti-ENA-II (Ro52 / Ro60)	血清
2	28107E	第 1 補體酯酶抑制素	C1- esterase inhibitor	血清
3	28662G	多樣同時特異性抗體過敏原試驗(空氣)	MAST(AIR)	血清
3	28663F	多樣同時特異性抗體過敏原試驗(食物)	MAST(FOOD)	血清
3	28665D	特異性免疫球蛋白 E 空氣 A 1	Specific IgE CAP(Air-A1)	血清
3	28667B	特異性免疫球蛋白 E 食物 B 1	Specific IgE CAP(Food:B1)	血清
3	28671E	多樣同時特異性抗體過敏原試驗(空氣+食物)	MAST(AIR+FOOD)	血清
3	28703I	特異性免疫球蛋白 E 空氣 A 1 一小兒科	Specific IgE CAP(Air:A1)-PED	血清
3	28704H	特異性免疫球蛋白 E 混合 1 一小兒科	Specific IgE CAP(Mix1)-PED	血清
3	28707E	特異性免疫球蛋白 E 食物 B 1 一小兒科	Specific IgE CAP (Food:B1)-PED	血清
3	28708D	特異性免疫球蛋白 E 混合 2 一小兒科	Specific IgE CAP(Mix2)-PED	血清
3	28710I	特異性免疫球蛋白 E (自選項目)	CAP Panel I V	血清
3	28712G	呼吸性過敏原抗體篩檢	CAP Phadiatop	血清
3	28713F	嗜酸性白血球陽離子蛋白	ECP test	血清
3	28719J	抗 C C P 抗體	Anti-CCP Ab	血清
2	28737F	抗環瓜氨酸抗體，必治妥	Anti-CCP (Bristo)	血清
3	30013H	特異性免疫球蛋白 E 空氣 A 1 一胸內	Specific IgE CAP(Air:A1)-CM	血清
2	30014G	胸腔科過敏原 C A P 混和類 (自費)	CM-Specific IgE CAP MIX(self-pay)	血清
3	30015F	特異性免疫球蛋白 E 食物 B 1 一胸內	Specific IgE CAP(Air:B1)-CM	血清
2	30016E	胸腔科過敏原 C A P 職業類 (自費)	CM-Specific IgE CAP(Occ)(self-pay)	血清
3	30018C	新生兒臍血 E 型免疫球蛋白	Low Range Total IgE	臍帶血
1	88060D	淋巴球表面標記－感染性疾病	Lymphocyte surface marker	全血
3	88061D	淋巴球亞群分析檢查	Lymphocyte sub.	全血
































親子鑑定登記表、簽名、照相、按指紋。個案



黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	2	
ACD管	5	氣送	室溫	非急	Y	5	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	N	3	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	2	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	2	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	1	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	1	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	1	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	1	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	N	3	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	2	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	2	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	1	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	Y	1	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	5	氣送	室溫	非急	Y	4	
黃頭管	3	氣送	室溫	非急	N	2	
綠頭管(小)	2	氣送	室溫	非急	N	2	
綠頭管(小)	2	氣送	室溫	非急	N	2	

親自於2管紫頭管表面簽名，於2位醫檢師見證下採檢，並將檢體交由個案確認無誤

護理端螢幕		報告內容			
採集容器-圖	採檢注意事項	報告單位	生物參考區間	線性(極限) 上限	線性(極限) 下限
		U/mL	41.7-95.1	-	-
			<1:80	-	-
		Ratio	cut-off : 0.7-1 ratio	32	0.07
		U/mL	cut-off : 7-10	240	0.3
			-	-	-
			-	-	-
	若患者無法親至實驗室，以37°C 溫浴立即送檢(請先聯絡#72056)			-	-
		IU/mL	Cut-off : 10-15	379	0.5
	(二週內無輸血紀錄)			-	-
	(二週內無輸血紀錄)			-	-
	(二週內無輸血紀錄)			-	-
			-	-	-
	移植前抗體檢測(請聯絡#72056,72060)			-	-
	當日送檢			-	-
		U/mL	cut-off : Sm7-10 / RNP5-10	n480、RNP2m0.6、RNP0	
		U/mL	cut-off : 7-10	A240、SSB3	0.3
		U/mL	cut-off : 7-10	320	0.3
	檢體標註身分(Donor或Recipient)及檢體種類			-	-
	檢體標註身分(Donor或Recipient)及檢體種類			-	-
		U/mL	cut-off : 7-10	680	0.8
		IU/mL	cut-off : 2-3	177	0.2
		IU/mL	cut-off : 3.5-5	134	0.2
		GPL / MPL	<20GPL ; <20MPL	150	9.375
		Unit	cut-off : 1.0	-	-
			-	-	-
		SMU	<20 SMU	150	9.375
		SGU	<20 SGU	150	9.375
		U/mL	Cut-off : 7-10	475	0.5
		U/mL	cut-off : 7-10	0.9	302
		IU/mL	cut-off :14-20	0.6	214
		IU/mL	cut-off : 3.5-5.0	0.6	200

					
					
					
					
		RU/mL	cut off:14-20	0	200
		U/mL	cut off:7-10	0.7	192
		mgA/L	<=24		
		mgA/L	<=40		
		U/mL	cut off:7-10	52 0.3/ro60 0	240
	醫師、病患同意書	g/L	0.21-0.39		
				-	-
				-	-
		KU/L	<0.35KU/L	100	0.001
		KU/L	<0.35KU/L	100	0.001
				-	-
		KU/L	<0.35KU/L(限小兒科開立)	100	0.001
		KU/L	<0.35KU/L(限小兒科開立)	100	0.001
		KU/L	<0.35KU/L(限小兒科開立)	100	0.001
		KU/L	<0.35KU/L(限小兒科開立)	100	0.001
		KU/L	<0.35KU/L	100	0.001
		KU/L	<0.35KU/L	100	0.001
		$\mu$ g/L	2.3-15.9 $\mu$ g/L	200	2
		U/mL	Cut-off : 7-10	340	0.4
		U/mL	Cut-off : 7-10	340	0.4
		KU/L	限胸腔內科開立	100	0.001
		KU/L	限胸腔內科開立	100	0.001
		KU/L	限胸腔內科開立	100	0.001
		KU/L	限胸腔內科開立	100	0.001
		KU/L	限小兒科開立	100	0.001
	假日前一天2:00PM 以前送檢		(限HIV+病患開立)	-	-
	假日前一天2:00PM 以前送檢			-	-

報告時效 (H/D)
2週
1週
1週
1週
2週
2週
2週
1週
2週
2週
2週
1週
1日
1日
1週
1週
1週
2週
2週
1週
1週
1週
2週
3週
2週
2週
2週
1週
1週
1週
1週

2週

2週

2週

2週

2週

1週

1週

1週

1週

3週

2週

2週

1週

1週

2週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

1週

4日

4日