



舒沛噴[®] 吸入器使用說明

裝填藥罐

拔 裝 壓 噴



拔蓋，按住安全扣並拔下透明底座

1



裝藥，將藥罐窄端開口對著吸入器

2



將藥罐完全壓到底，推入吸入器。
藥罐一旦插入吸入器後，不可再取出。

3



第一次裝填好藥瓶時，請試噴至出現霧狀藥液後，再試噴三次，即可正常使用。

(新開封/第一次用時才需要)

4

其他注意事項:

每個吸入器內含30天的藥量，當指針進入紅色區域時，大約還剩7天的藥量。一旦指針到達紅色區域的頂端，表示所有藥量已不足。



衛教人員：

諮詢電話：



吸入方式

轉 開 吸 蓋 輕鬆吸



每次轉動前，一定要蓋緊蓋子。
每天使用時，請左手扶著舒沛噴吸入器，
右手像扭毛巾的方式往右轉半圈，聽到「卡嗒」一聲。



蓋子從側邊打開



緊閉雙唇含住口含器末端，但勿遮住通氣孔。
將吸入器指向喉嚨深處。用口慢慢地深吸氣時，
按壓給藥按鈕；盡可能地繼續緩慢吸氣。
屏氣10秒鐘或盡可能地延長屏氣。



完成一次的劑量後，請記得將蓋子蓋上，
休息半分鐘後，再吸第2次。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
每日用藥記錄	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

持續治療非常重要，請每月回醫院拿取新的 Respimat 吸入器