

## 孕婦乙型鏈球菌篩檢檢體採檢須知

### 1. 目的：

乙型鏈球菌(Group B *Streptococcus*;以下簡稱 GBS)是新生兒細菌感染疾病中最常見細菌之一，可引起新生兒敗血症、腦膜炎、肺炎等嚴重感染，造成新生兒死亡或留下神經系統後遺症。執行孕婦產前陰道和肛門口（或直腸）乙型鏈球菌篩檢，可有效預防及降低新生兒乙型鏈球菌感染。

### 2. 適用範圍：

懷孕達35~37週之孕婦。

### 3. 材料：

細菌培養用黑頭採檢拭子，內含非營養之傳送培養基，如 Stuart's 或 Amies。

### 4. 採檢步驟：

4.1取一細菌培養用黑頭採檢拭子，清楚標示病患姓名、病歷號；檢驗單應註明 GBS 篩檢培養。

4.2將其放入陰道口約2公分處，採集黏膜分泌物。

4.3使用同一採檢拭子，放於肛門口內約2.5公分處，以旋轉之方式採集檢體。

4.4將採檢拭子放回採集容器中。

4.5請儘速送檢。

### 5. 檢體保存條件：

於4°C下可保存24小時。