

血庫檢體採集手冊

連絡電話: 76018

文件編號: BB-SOP-P020F02

版次: 10

發行日期: 2021年8月27日

收費代碼	檢驗項目	採檢容器、檢體量	送檢時間	操作時間	報告時間	檢驗方法	參考值	備註
86001F	備血 (ABO、Rh typing & Antibody screening)	<ul style="list-style-type: none"> ●7歲以上：一支 10 ml 大紫頭管、5 ml ●1歲至 7歲：一支 5 ml 紫頭管、3 ml ●1歲以下：兒科小紫頭管 3 支 	24 小時	每天	急作 2 小時 非急 4 小時	試管法或管柱凝集法(Autovue)	Antibody screening 多數人為陰性	<p>備血檢體請貼上備血條碼標籤，標籤上必須註明病患姓名、床號、病歷號碼、採檢日期、抽血人簽名、見證人簽名。</p> <p>備血單上必須有抽血人及見證人簽名並詢問病人自述血型，與備血檢體包裹好送檢。</p> <p>輸注紅血球、全血、洗滌紅血球，其備血期限為 4 天(包含備血當日)；血漿及血小板血品，其備血期限為 2 個月。</p>

86019E	ABO & Rh typing	一支 5 ml 紫頭管、 2 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法或管柱凝 集法(Autovue)	無	
86002E	ABO Grouping	一支 5 ml 紫頭管、 2 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法	無	
86098B	ABO Grouping (pay self)	一支 5 ml 紫頭管、 2 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法	無	
86003D	Rh Typing	一支 5 ml 紫頭管、 2 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法	無	
86010D	Rh Typing (pay self)	一支 5 ml 紫頭管 2 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法	無	
86004C	Du Test	一支 5 ml 紫頭管、 2 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法	無	
86006A	Coombs'Test (Direct)	一支 5 ml 紫頭管、 2 ml	24 小時	每天	4 小時	管柱凝集法 (Autovue 或 Biovue)	陰性	如一併做 Coombs'Test (Indirect) 時，以一支 10 ml 大紫頭管採 5 ml~10 ml 送 檢。

86007J	Coombs' Test (Indirect)	一支 10 ml 大紫頭管、5 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法或管柱凝集法(Autovue 或 Biovue)	陰性	如一併做 Coombs' Test (direct) 時，以一支 10 ml 大紫頭管採 5 ml~10 ml 送檢。
86008I	Coombs' IgG Monospecific Test	一支 5 ml 紫頭管、2 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法或管柱凝集法(Autovue 或 Biovue)	陰性	如一併做 Coombs' Test (direct) 時，送一支 5 ml 小紫頭管 2 ml 檢體。
86009H	Coombs' C3d Monospecific Test	一支 5 ml 紫頭管、2 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法或管柱凝集法(Autovue 或 Biovue)	陰性	如一併做 Coombs' Test (direct) 時，送一支 5 ml 小紫頭管 2 ml 檢體。
86012B	Antibody Screening Test	一支 10 ml 大紫頭管、5 ml	24 小時	每天	4 小時	試管法或管柱凝集法(Autovue 或 Biovue)	陰性	
86013A	Antibody Identification Test	一支 10 ml 大紫頭管、5 ml	24 小時	每天	急：24 小時 非急：7 天內	試管法或管柱凝集法(Autovue 或 Biovue)	無	
86014J	Antibody Titer	一支 10 ml 大紫頭管、5ml	24 小時	每天	4 小時	試管法	無	

86015I	輸血反應調查	一支 10 ml 大紫頭管、5 ml	24 小時	每天	24 小時	試管法	無	已輸注完及開啟未輸完的血袋一併送往血庫檢驗 尿液 10 ml 送血庫檢驗潛血反應。
86016H	Elution Antibody Identification	一支 10 ml 大紫頭管、5 ml	24 小時	每天	急：24 小時 非急：7 天內	試管法或管柱凝集法(Autovue 或 Biovue)	無	
86096D	RBC minor Ag typing - Lewis	一支 5 ml 紫頭管、2 ml	24 小時	每天	24 小時	試管法	無	
86097C	RBC minor Ag typing - others	一支 5 ml 紫頭管、2 ml	24 小時	每天	24 小時	試管法	無	