

精液收集須知

請先向檢驗室索取無菌 50mL 圓底塑膠瓶

(1)採集精液檢體時需先禁慾三天。

(2)精液檢體採集方法：

手淫法：收集一次全量的精液於圓底塑膠瓶

請勿採用性交中斷法或使用保險套收集精液

(3)採檢後請在檢驗單上註明採檢時間，精液檢體請儘量靠近身體，利用體溫保存，並立即於半小時之內送達檢驗室。

精液收集須知

請先向檢驗室索取無菌 50mL 圓底塑膠瓶

(1)採集精液檢體時需先禁慾三天。

(2)精液檢體採集方法：

手淫法：收集一次全量的精液於圓底塑膠瓶

請勿採用性交中斷法或使用保險套收集精液

(3)採檢後請在檢驗單上註明採檢時間，精液檢體請儘量靠近身體，利用體溫保存，並立即於半小時之內送達檢驗室。

精液收集須知

請先向檢驗室索取無菌 50mL 圓底塑膠瓶

(1)採集精液檢體時需先禁慾三天。

(2)精液檢體採集方法：

手淫法：收集一次全量的精液於圓底塑膠瓶

請勿採用性交中斷法或使用保險套收集精液

(3)採檢後請在檢驗單上註明採檢時間，精液檢體請儘量靠近身體，利用體溫保存，並立即於半小時之內送達檢驗室。